 <b>LABIOFAM</b> Grupo Empresarial <b>Empresa de Productos Inyectables</b>	<b>INTRUCCION DE TRABAJO</b>	<b>IT 2-06-15</b>
	<b>DES-ACOMODADORA</b>	<b>Revisión:02</b>
		<b>Página 1 de 2</b>

## **DESARROLLO:**

### **1. REVISION TÉCNICA.**

Al recibir el turno, el operario debe comprobar:

1. Estado técnico general del equipo.
2. Que no existan afectaciones en la conexión eléctrica.
3. Cerciorarse de que el equipo este limpio.


Ante cualquier anomalía, solicitar los servicios de un técnico de mantenimiento.

### **2. PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN.**

1. Se enciende el equipo en botón negro que se encuentra en la parte superior del panel (ON/OFF).
2. Para desactivar la alarma presione el botón azul y para activar el equipo presione el botón blanco.
3. Se seleccionan los programas de acuerdo al tamaño del envase en la pantalla:
  - 1 Pequeño (100,25).
  - 2 Grande (500).
  - 3 Extra grade (1 1-2).
4. Para el Ajuste manual: se introduce la bandeja, se ajusta la altura mediante una manivela que hay detrás de la máquina y se ajusta el ancho que consiste en cerrar la llave de aire, se mueven los brazos que bajan y suben para cuadrar los envases en la bandeja y luego se abre la llave de aire. Por último se ajusta la presilla.
5. Se Introduce la bandeja y se presiona los dos botones verdes juntos. Ante cualquier problema la computadora avisa mediante la alarma automática.
6. Para continuar con el proceso: se pulsa la emergencia (botón rojo), se ajusta el problema y se quita la emergencia.
7. Se quita la alarma, se enciende el botón blanco y se presionan los dos botones verdes juntos
8. Luego de culminar el proceso se reajusta la máquina en cuanto a:
  - Menú.
  - Operador.
  - Contador filas descarga (botón amarillo 1).
  - Contador de bandejas (botón amarillo 2).

**ANTES DE APAGAR EL EQUIPO PULSAR EMERGENCIA, APAGAR, QUITAR EMERGENCIA.**

Aprobado por:	Nombre y Apellidos	Cargo	Firma	Fecha
	Anabel Meléndez Esquivel	Directora UEB Yogur		

 <b>LABIOFAM</b> Grupo Empresarial <b>Empresa de Productos Inyectables</b>	<b>INTRUCCION DE TRABAJO</b>	<b>IT 2-06-15</b>
	<b>DES-ACOMODADORA</b>	<b>Revisión:02</b>
		<b>Página 2 de 2</b>

### **3. LIMPIEZA (diaria):**

- Limpieza con detergente siempre que haya derrame del producto.
- Pase siempre un paño estéril libre de pelusas con alcohol por las superficies internas y externas de la des acomodadora.

### **4. PROHIBICIÓN:**

No aplicar agua a chorros sobre el equipo.