 LABIOFAM Grupo Empresarial Empresa de Productos Inyectables	INTRUCCION DE TRABAJO	IT 2-05-17
	MÁQUINA RETAPADORA SEMIAUTOMÁTICA DE INFUSIONES	Revisión:02
		Página 1 de 4

DESARROLLO:

1. REVISION TÉCNICA.

Al recibir el turno, el operario debe comprobar:

1. Estado técnico general del equipo.
2. Que no existan afectaciones en la conexión eléctrica.
3. Cerciórese de que la máquina tenga el formato de la presentación de los bulbos a retapar, sino, realice el cambio con la ayuda del mecánico.

Ante cualquier anomalía, solicitar los servicios de un técnico de mantenimiento.

2. PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN.

- Accione el botón de color verde del panel de control ubicado en la parte superior derecha (de frente al equipo) con un movimiento hacia la derecha para encender la máquina.
- Coloque el bulbo sobre el plato con el sello supuesto cuando el mismo este abajo.
- Retire el bulbo cuando el plato realice el movimiento hacia abajo nuevamente.
- Presione el botón de color rojo en el panel de control para detener la máquina.


3. LIMPIEZA.

- Elimine los restos de vidrio de estar presentes en la máquina.
- Pase una gasa o paño limpio libre de pelusas humedecido con agua y detergente.
- Elimine el detergente pasando un paño con agua purificada. Enjuague finalmente con agua para inyección.
- Seque la máquina con un paño o gasa seco libre de pelusas.
- Desinfecte con un paño o gasa humedecido con alcohol al 70 % u otro desinfectante de superficies no corrosivo.
- Llene el Registro de uso y de limpieza y desinfección del equipo

4. PROHIBICIÓN:

No aplicar agua a chorros sobre el equipo.

	Nombre y Apellidos	Cargo	Firma	Fecha
Aprobado por	Abraham Castro Salgado	Director UEB Inyectables		


 LABIOFAM Grupo Empresarial Empresa de Productos Inyectables	INTRUCCION DE TRABAJO	IT 2-05-17
	MÁQUINA RETAPADORA SEMIAUTOMÁTICA DE INFUSIONES	Revisión:02
		Página 2 de 4

5. REGISTRO:


R₁ 2-05-6 Uso, limpieza y desinfección del equipo, se conservará por un año.

6. ANEXO:

Anexo 1 R₁ 2-05-6 Uso, limpieza y desinfección del equipo.

 LABIOFAM Grupo Empresarial Empresa de Productos Inyectables	INTRUCCION DE TRABAJO	IT 2-05-17
	MÁQUINA RETAPADORA SEMIAUTOMÁTICA DE INFUSIONES	Revisión:02
		Página 3 de 4

Anexo 1 R₁ 2-05-6 Uso, limpieza y desinfección del equipo.

 LABIOFAM Grupo Empresarial Empresa de Productos Inyectables	USO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO	R₁ 2-05-6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------


LÍNEA: (1)

EQUIPO: (2)

Fecha	Producto/ Presentación	Lote	Hora de inicio	Hora final	Nombre del operario	Firma	Limpieza con	Desinfectado con	Nombre Del operario	Firma	Aprobado
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Metodología de llenado:

- (1) Línea: Nombre de la línea de producción
- (2) Equipo: Nombre del equipo
- (3) Fecha: fecha en que se usa el equipo
- (4) Producto: Producto que se está procesando en el equipo
- (5) Lote: Número de lote del producto que se procesa
- (6) Hora de inicio: Hora en que se comienza a usar el equipo
- (7) Hora final: Hora en que se termina de usar el equipo
- (8) Nombre del operario: Nombre del operario que usa el equipo
- (9) Firma: Firma del operario que usa el equipo
- (10) Limpieza con: Nombre del o los productos con que limpia el equipo
- (11) Desinfectado con: Nombre del o los productos con que se desinfecta el equipo
- (12) Nombre del operario: Nombre del operario que limpia y desinfecta el equipo
- (13) Firma: Firma del operario que usa el equipo
- (14) Aprobado: Nombre y firma del personal de Control de la Calidad que aprueba que el equipo está limpio.

 <p>LABIOFAM Grupo Empresarial</p> <p>Empresa de Productos Inyectables</p>	INTRUCCION DE TRABAJO	IT 2-05-17
	MÁQUINA RETAPADORA SEMIAUTOMÁTICA DE INFUSIONES	Revisión:02
		Página 4 de 4