

 LABIOFAM Grupo Empresarial Empresa de Productos Inyectables	INTRUCCION DE TRABAJO	IT 2-06-23
	LACTOFLASH	Revisión:02
		Página 1 de 1

DESARROLLO:

1. REVISION TÉCNICA.

Siempre que se vaya a comenzar a usar el equipo, el operario debe comprobar:

1. No existencia de golpes o deformaciones en la estructura del equipo.
2. Verificar que el equipo este limpio.
3. Poner en funcionamiento el equipo observando si no presenta alteraciones.
4. Conectar el interruptor, comprobando si tiene alimentación eléctrica.
5. En caso de existir anomalías solicitar el servicio del metrólogo.

2. PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN.

- Conectar el equipo a la red 220v.
- Encienda el equipo con el interruptor que se encuentra en la parte posterior de la fuente de alimentación y espere 15 min para ser usado.
- Inserte el papel y encienda la impresora.
- Después de los 15 minutos de calentamiento, colocar el agua destilada en la máquina de succión por 50 minutos.
- Seleccione cero-calibración del menú y luego presionar ENTER.
- Calibración B – calibrar sustancias en la leche .
- Seleccionar el producto deseado (SEGÚN EL TIPO DE LECHE)
- Colocar el tubo de succión de la muestra en el recipiente con al menos 50mL de la muestra (de ser varias mediciones se colocaran 750mL de la muestra).
- Seleccionar los parámetro que desee (grasa, sólidos no grasos, proteínas).
- Luego se presiona el botón de RETORN y ENTER.
- Seleccionar MEASURE, presionar ENTER.
- Vierta 50mL de la solución en el beaker e introduzca el electrodo de metal en la solución.
- Seleccionar la flecha en rojo, la operación RINSE y luego oprima ENTER, esperar unos minutos a que termine la operación.
- Llene el registro Uso del Equipo.

3. LIMPIEZA.

Al finalizar el turno de trabajo, después de haber operado el equipo, pasar un paño estéril libre de pelusas por las superficies internas y externas con el objetivo de eliminar residuos de algún producto adherido a las mismas.

4. PRECAUCIONES Y/O PROHIBICIONES.

- No aplicar agua sobre el equipo.
- En caso de observar alguna irregularidad en la medición efectuada, apagar el equipo. Si persiste en la irregularidad, apagar y solicitar servicio técnico.

Aprobado por:	Nombre y Apellidos	Cargo	Firma	Fecha
	Anabel Meléndez Esquivel	Directora UEB Yogur		