 LABIOFAM Grupo Empresarial Empresa de Productos Inyectables	INTRUCCION DE TRABAJO	IT 2-05-11
	MÁQUINA ETIQUETADORA DE BULBOS	Revisión:02
		Página 1 de 3

DESARROLLO:

1. REVISION TÉCNICA.

Al recibir el turno, el operario debe comprobar:

1. Estado técnico general del equipo.
2. Que no existan afectaciones en la conexión eléctrica.
3. Cerciórese de que la máquina tenga el formato de la presentación de los bulbos a etiquetar, sino, realice el cambio.

Ante cualquier anomalía, solicitar los servicios de un técnico de mantenimiento.


2. PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN.

- De ser necesario ajuste el formato mediante las varillas ubicadas encima de la estera transportadora de bulbos, para ello debe accionar las presillas de color negro hacia el centro, mover las varillas hasta la posición deseada y accionar las presillas hacia delante.
- Coloque el rollo de etiquetas en el aditamento para colocar las mismas (de frente al panel de control en la parte posterior derecha más externa).
- Ubique la tira de las etiquetas siguiendo las flechas dibujadas en la base
- Coloque los bulbos sobre la estera transportadora.
- Accione el botón INTERRUPTOR GENERAL ubicado en el panel de control moviéndolo hacia la izquierda.
- Encienda el sensor mediante un interruptor de color negro que se encuentra debajo del aditamento para recoger el rollo de etiquetas (ubicado detrás del panel de control).
- Oprima el botón de color blanco MARCHA del panel de control.
- Accione el botón CHARNELA (para el movimiento de la estera transportadora) y el de CABEZAL hacia la derecha en el panel de control.
- Presione el botón EMERGENCIA de color rojo en el panel de control para detener la máquina.
- Una vez terminado el etiquetado de los bulbos, coloque los botones y los interruptores en posición inicial.

3. LIMPIEZA.

- Elimine los restos de vidrio de estar presentes en la máquina.
- Pase una gasa o paño limpio libre de pelusas humedecido con agua y detergente.

	Nombre y Apellidos	Cargo	Firma	Fecha
Aprobado por	Abraham Castro Salgado	Director UEB Inyectables		

 LABIOFAM Grupo Empresarial Empresa de Productos Inyectables	INTRUCCION DE TRABAJO	IT 2-05-11
	MÁQUINA ETIQUETADORA DE BULBOS	Revisión:02
		Página 2 de 3

- Elimine el detergente pasando un paño con agua purificada.
- Seque la máquina con un paño o gasa seca libre de pelusas.
- Desinfecte con un paño o gasa humedecida con alcohol al 70 % u otro desinfectante de superficies no corrosivo.
- Llene el Registro de uso y el de limpieza y desinfección del equipo

4. PROHIBICIÓN:


No aplicar agua a chorros sobre el equipo.

5. REGISTRO:

R₁ 2-05-6 Uso, limpieza y desinfección del equipo, se conservará por un año.

6. ANEXO:

Anexo 1 R₁ 2-05-6 Uso, limpieza y desinfección del equipo.

 LABIOFAM Grupo Empresarial Empresa de Productos Inyectables	INTRUCCION DE TRABAJO	IT 2-05-11
	MÁQUINA ETIQUETADORA DE BULBOS	Revisión:02
		Página 3 de 3

Anexo 1 R₁ 2-05-6 Uso, limpieza y desinfección del equipo.

 LABIOFAM Grupo Empresarial Empresa de Productos Inyectables	USO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO	R₁ 2-05-6
--	--	-----------------------------

LÍNEA: (1)

EQUIPO: (2)

Fecha	Producto/ Presentación	Lote	Hora de inicio	Hora final	Nombre del operario	Firma	Limpieza con	Desinfectado con	Nombre Del operario	Firma	Aprobado
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Metodología de llenado:

- (1) Línea: Nombre de la línea de producción
- (2) Equipo: Nombre del equipo
- (3) Fecha: fecha en que se usa el equipo
- (4) Producto: Producto que se está procesando en el equipo
- (5) Lote: Número de lote del producto que se procesa
- (6) Hora de inicio: Hora en que se comienza a usar el equipo
- (7) Hora final: Hora en que se termina de usar el equipo
- (8) Nombre del operario: Nombre del operario que usa el equipo
- (9) Firma: Firma del operario que usa el equipo
- (10) Limpieza con: Nombre del o los productos con que limpia el equipo
- (11) Desinfectado con: Nombre del o los productos con que se desinfecta el equipo
- (12) Nombre del operario: Nombre del operario que limpia y desinfecta el equipo
- (13) Firma: Firma del operario que usa el equipo
- (14) Aprobado: Nombre y firma del personal de Control de la Calidad que aprueba que el equipo está limpio.