 LABIOFAM Grupo Empresarial Empresa de Productos Inyectables	INTRUCCION DE TRABAJO	IT 2-06-10
	MÁQUINA LLENADORA DE MINIDOSIS	Revisión:02
		Página 1 de 2

DESARROLLO:

1. REVISION TÉCNICA.

Al recibir el turno, el operario debe comprobar:

1. Estado técnico general del equipo.
2. Que no existan afectaciones en la conexión eléctrica.
3. Cerciórese de que el equipo este limpio.
4. Añadirle grasa al tornillo sinfín que es el encargado de la dosificación del producto.

Ante cualquier anomalía, solicitar los servicios de un técnico de mantenimiento.


2. PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN.

1. Para encender el equipo presione el botón negro que se encuentra detrás de la máquina (ON/OFF).
2. En la pantalla táctil ir al menú y presionar el signo de interrogación que tiene el dibujo de la máquina.
3. Se carga la receta en dependencia del formato a llenar y el archivo de la flechita verde.
4. Presione el botón de salir (muñequito amarillo).
5. En la pantalla del dosificador se presiona el ícono rojo de la esquina superior y a continuación se siguen los pasos del cartel amarillo.
6. En el menú se presiona el signo de interrogación que tiene el dibujo de la máquina así como los parámetros.
7. Se verifican las alarmas y si el triángulo en la parte superior pestaña se ve cual es la alarma y se presiona Homing que significa **espera**.
8. Se abre la llave de llenado R4121, se espera a que entre el producto y se pulsa Star o botón blanco.
9. Si se necesita parar la máquina se presiona stop (botón negro) y para cualquier eventualidad se presiona el botón de emergencia (rojo).
10. Se suministran los envases de forma manual.

Para el lavado de la máquina:

1. Ir al menú y presionar el signo de interrogación que tiene el dibujo de la máquina.
2. Se carga la receta de lavado y se presiona la flechita verde.
3. Se sale de menú.
4. En la pantalla del dosificador se presiona el ícono rojo de la esquina superior y a continuación se siguen los pasos del cartel amarillo.
5. Se verificar las alarmas y se presiona Homing (espera).

Aprobado por:	Nombre y Apellidos	Cargo	Firma	Fecha
	Anabel Meléndez Esquivel	Directora UEB Yogur		

 LABIOFAM Grupo Empresarial Empresa de Productos Inyectables	INTRUCCION DE TRABAJO	IT 2-06-10
	MÁQUINA LLENADORA DE MINIDOSIS	Revisión:02
		Página 2 de 2

6. Volver al menú y presionar parámetros (pulsar dosificador).
7. Se presionar Star y hay que esperar a que se ponga en rojo.
8. Se cierra la llave 4121 y se abre la 4122.

3. LIMPIEZA.

(Diaria o semanal):

- Limpieza con detergente dentro y fuera de la máquina.
- Pase por las superficies internas y externas de la máquina llenadora de minidosis un paño estéril libre de pelusas embebido en alcohol al 70%.

4. PROHIBICIÓN:

No aplicar agua a chorros sobre el equipo.