 LABIOFAM Grupo Empresarial Empresa de Productos Inyectables	INTRUCCION DE TRABAJO	IT 2-06-17
	INCUBADORA	Revisión:02
		Página 1 de 2

DESARROLLO:

1. REVISION TÉCNICA.

Siempre que se vaya a comenzar a usar el equipo, el operario debe comprobar:

1. No existencia de golpes o deformaciones en la estructura del equipo.
2. Verificar que el equipo este limpio.
3. Poner en funcionamiento el equipo observando si no presenta alteraciones.
4. Conectar el interruptor, comprobando si tiene alimentación eléctrica.
5. En caso de existir anomalías solicitar el servicio del metrólogo.


2. PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN.

- Conecte el equipo a la red 220 v.
- Encienda el equipo en el botón de OFF/ON.
- Después de encendido el menú es táctil.
- Se presiona TEMPERATURA y girando el botón del centro se coloca la temperatura deseada, se presiona el centro del botón para guardar la información.
- Para marcar el tiempo se realiza la operación de encima pero con el botón TIEMPO
- Se presiona VENTILADOR, realizando igualmente la operación anterior.
- Apague el equipo después de usado.
- Llene el registro Uso del Equipo.

Para incubadora marca Memmen:

- Conecte el equipo a la red 220 v.
- Encienda el equipo en el botón OFF/ON que se encuentra en el centro.
- Para colocar la temperatura oprimir el botón SET y girar hacia la derecha el botón OFF/ON hasta lograr la temperatura deseada.
- Para colocar el tiempo se realiza el mismo procedimiento del punto anterior.
- Para apagar se presiona nuevamente el botón OFF/ON.
- Apague el equipo después de usarlo.
- Llene el registro Uso del Equipo.

Aprobado por:	Nombre y Apellidos	Cargo	Firma	Fecha
	Anabel Meléndez Esquivel	Directora UEB Yogur		

 LABIOFAM Grupo Empresarial Empresa de Productos Inyectables	INTRUCCION DE TRABAJO	IT 2-06-17
	INCUBADORA	Revisión:02
		Página 2 de 2

3. LIMPIEZA.

Al finalizar el turno de trabajo, después de haber operado el equipo, pasar un paño estéril libre de pelusas por las superficies internas y externas con el objetivo de eliminar residuos de algún producto adherido a las mismas.

4. PRECAUCIONES Y/O PROHIBICIONES.

- No aplicar agua sobre el equipo.
- En caso de observar alguna irregularidad en la medición efectuada, apagar el equipo. Si persiste en la irregularidad, apagar y solicitar servicio técnico.