


| | | |
|---|------------------------------|----------------------|
|  LABIOFAM Grupo Empresarial Empresa de Productos Inyectables | INTRUCCION DE TRABAJO | IT 2-06-09 |
| | MÁQUINA LLENADORA 5 L | Revisión:02 |
| | | Página 1 de 1 |

DESARROLLO:

1. REVISION TÉCNICA.

Al recibir el turno, el operario debe comprobar:

1. Estado técnico general del equipo.
2. Que no existan afectaciones en la conexión eléctrica.
3. Cerciórese de que el equipo este limpio.

Ante cualquier anomalía, solicitar los servicios de un técnico de mantenimiento.

2. PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN.

1. Verificar que la llave del aire se encuentre abierta (Manguera Azul)
2. En la mini-pizarra revisamos los dos botones negros uno se coloca en Star y el otro en automático.
3. Comprobar que la llave de entrada de producto a la tolva se encuentre abierta.
4. Regular la velocidad de llenado (OUTPUT SPEED) y velocidad de succión del pistón (SUCTION SPEED) según decida el operario.
5. Para el sellado de los envases:
-Coloque los frascos individualmente en la retapadora en la cual se ubica la tapa manualmente en el cabezal de tapas y presione los dos botones verdes que se encuentran a los lados al unísono.

3. LIMPIEZA (diaria).

- Desmontar la tolva y límpiela con suficiente agua y detergente además de los alrededores de la máquina.
- Pase un paño estéril libre de pelusas por las superficies del equipo y por el interior de la tolva embebido en alcohol al 70%.

| | | | | |
|---------------|--------------------------|---------------------|-------|-------|
| Aprobado por: | Nombre y Apellidos | Cargo | Firma | Fecha |
| | Anabel Meléndez Esquivel | Directora UEB Yogur | | |