

 LABIOFAM Grupo Empresarial Empresa de Productos Inyectables	INTRUCCION DE TRABAJO	IT 2-06-21
	CONTADOR DE COLONIAS	Revisión:02
		Página 1 de 1

DESARROLLO:

1. REVISION TÉCNICA.

Siempre que se vaya a comenzar a usar el equipo, el operario debe comprobar:

1. No existencia de golpes o deformaciones en la estructura del equipo.
2. Verificar que el equipo esté limpio.
3. Poner en funcionamiento el equipo observando si no presenta alteraciones.
4. Conectar el interruptor, comprobando si tiene alimentación eléctrica.
5. En caso de existir anomalías solicitar el servicio del metróloga.

2. PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN.

- Presione **R** para la puesta en marcha
- **M**- menú de modos de secuencia para: brillo, color, sensibilidad, señales acústicas, modo de contador)
- Los signos ▲ ▼ para aumentar y reducir los modos de secuencia.
- Al ajustar el color y el brillo de forma deseada, los valores quedaran guardados al apagar el equipo.
- Para utilizar el Modo de contador, presione el botón **R** para poner el contador en cero, coloque la placa y con los botones ▲ ▼ contar la cantidad de colonias de la placa.
- Al finalizar la lectura, retire la placa y apague el equipo.
- Llene el registro Uso del Equipo.

3. LIMPIEZA.

Al finalizar el turno de trabajo, después de haber operado el equipo, pasar un paño estéril libre de pelusas por las superficies internas y externas con el objetivo de eliminar residuos de algún producto adherido a las mismas.

4. PRECAUCIONES Y/O PROHIBICIONES.

- No aplicar agua sobre el equipo.
- En caso de observar alguna irregularidad en la medición efectuada, apagar el equipo. Si persiste en la irregularidad, apagar y solicitar servicio técnico.

Aprobado por:	Nombre y Apellidos	Cargo	Firma	Fecha
	Anabel Meléndez Esquivel	Directora UEB Yogur		