

 LABIOFAM Grupo Empresarial Empresa de Productos Inyectables	INTRUCCION DE TRABAJO		IT 2-05-62
	CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA CLASE II		Revisión:02
			Página 1 de 1

DESARROLLO:

1. REVISION TÉCNICA.

Siempre que se vaya a comenzar a usar el equipo, el operario debe comprobar:

1. No existencia de golpes o deformaciones en la estructura del equipo.
2. Verificar que el equipo este limpio.
3. Poner en funcionamiento el equipo observando si no presenta alteraciones.
4. Conectar el interruptor, comprobando si tiene alimentación eléctrica.
5. En caso de existir anomalías solicitar el servicio del metrólogo.

2. PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN.

- Conectar el equipo a la red 220v.
- Accionar la llave para encender el equipo.
- Presione el botón de OFF/ON.
- Presione el botón para encender la lámpara.
- Encender el mechero de gas.
- Encender el ventilador.
- Presione el botan para abrir el cristal (↑↓), el cual no puede pasar de las marcas amarillas que se encuentran a los extremos del equipo ya que sonara una alarma de seguridad.
- Tirar las placas y luego recogerlas.
- Limpiar el área de trabajo y encender las luces ultra violetas.
- Al terminar se apaga el equipo y desconectar de la red eléctrica
- Llene el registro Uso del Equipo.

3. LIMPIEZA.

Al finalizar el turno de trabajo, después de haber operado el equipo, pasar un paño estéril libre de pelusas por las superficies internas y externas con el objetivo de eliminar residuos de algún producto adherido a las mismas.

4. PRECAUCIONES Y/O PROHIBICIONES.

- No aplicar agua sobre el equipo.
- En caso de observar alguna irregularidad en la medición efectuada, marcar cero para poner nuevamente a punto el equipo. Si persiste en la irregularidad, apagar y solicitar servicio técnico.

	Nombre y Apellidos	Cargo	Firma	Fecha
Aprobado por	Abraham Castro Salgado	Director UEB Inyectables		