

 LABIOFAM Grupo Empresarial Empresa de Productos Inyectables	INTRUCCION DE TRABAJO	IT 2-06-25
	REFRIGERADOR	Revisión:02
		Página 1 de 1

DESARROLLO:

1. REVISION TÉCNICA.

Siempre que se vaya a comenzar a usar el equipo, el operario debe comprobar:

1. No existencia de golpes o deformaciones en la estructura del equipo.
2. Verificar que el equipo esté limpio.
3. Poner en funcionamiento el equipo observando si no presenta alteraciones.
4. Conectar el interruptor, comprobando si tiene alimentación eléctrica.
5. En caso de existir anomalías solicitar el servicio del metrólogo.

2. PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN.

- Conecte el equipo a la red eléctrica de 220 V.
- Para encender o apagar las lámparas del interior del refrigerador, presione el botón *.
- Para la temperatura mínima, presionar el botón ▼, aparece HI que muestra la temperatura .
- Pulsando el mismo botón por 5 segundos se muestra el display normal.
- Para la temperatura máxima, presionar el botón ▼, aparece LO que muestra la temperatura.
- Pulsando el mismo botón por 5 segundos se muestra el display normal.
- Para reajustar la temperatura de almacenamiento, cuando se muestra la temperatura máximo o mínimo pulse los botones ▲ ▼, pulse la tecla SET hasta que aparezca RST, empieza a parpadear.
- Presione SET y se observa la temperatura deseada.
- Llene el registro Uso del Equipo.

PARA INICIAR EL DESENCARCHE MANUAL.

- Pulsar el botón * durante más de 3 segundos y se iniciará el desencarche manual.

3. LIMPIEZA.

Al finalizar el turno de trabajo, después de haber operado el equipo, pasar un paño estéril libre de pelusas por las superficies internas y externas con el objetivo de eliminar residuos de algún producto adherido a las mismas.

4. PRECAUCIONES Y/O PROHIBICIONES.

- No aplicar agua sobre el equipo.
- En caso de observar alguna irregularidad en la medición efectuada, apagar el equipo. Si persiste en la irregularidad, apagar y solicitar servicio técnico.

Aprobado por:	Nombre y Apellidos	Cargo	Firma	Fecha
	Anabel Meléndez Esquivel	Directora UEB Yogur		