

 <b>LABIOFAM</b> Grupo Empresarial <b>Empresa de Productos Inyectables</b>	<b>INTRUCCION DE TRABAJO</b>	<b>IT 2-06-26</b>
	<b>CABINA DE ASPIRACIÓN DE GASES</b>	<b>Revisión:02</b>
		<b>Página 1 de 1</b>

## DESARROLLO:

### **1. REVISION TÉCNICA.**

Siempre que se vaya a comenzar a usar el equipo, el operario debe comprobar:

1. No existencia de golpes o deformaciones en la estructura del equipo.
2. Verificar que el equipo este limpio.
3. Poner en funcionamiento el equipo observando si no presenta alteraciones.
4. Conectar el interruptor, comprobando si tiene alimentación eléctrica.
5. En caso de existir anomalías solicitar el servicio del metrólogo.

### **2. PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN.**

- Conectar el equipo a la red 220v.
- Presione el botón negro de la derecha para encender
- Presione el botón para encender la lámpara.
- En la pantalla táctil:
  - ✓ Presionar el botón con el símbolo de corriente(⚡)
  - ✓ Encender el ventilador; para regular su velocidad presione el botón de circulación de aire [○] hasta que la pantalla marque F-9.
  - ✓ Presione el botón para abrir el cristal (↑↓), el cual no puede pasar de las marcas azules que se encuentran a los extremos del equipo ya que sonara una alarma de seguridad.

**Si necesita agua utilice la pila q se encuentra dentro del equipo (la más grande); si necesita gas abra la llave (la más pequeña).**

- Limpiar el área de trabajo y encender las luces ultra violetas en la pantalla táctil (símbolo de luz).
- Al terminar se apaga el equipo y desconectar de la red eléctrica
- Llene el registro Uso del Equipo.

### **3. LIMPIEZA.**

Al finalizar el turno de trabajo, después de haber operado el equipo, pasar un paño estéril libre de pelusas por las superficies internas y externas con el objetivo de eliminar residuos de algún producto adherido a las mismas.

### **4. PRECAUCIONES Y/O PROHIBICIONES.**

- No aplicar agua sobre el equipo.
- En caso de observar alguna irregularidad en la medición efectuada, marcar cero para poner nuevamente a punto el equipo. Si persiste en la irregularidad, apagar y solicitar servicio técnico.

Aprobado por:	Nombre y Apellidos	Cargo	Firma	Fecha
	Anabel Meléndez Esquivel	Directora UEB Yogur		